

# Das Explorer System

Bestellformular



## EXPLORER | SCHAFT

Farbe

<input type="checkbox"/>  weiß   gelb	<input type="checkbox"/>  weiß   rot	<input type="checkbox"/>  schwarz   rot
<input type="checkbox"/>  schwarz   gelb	<b>Armseite</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	<b>Gewinde</b> <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll

## EXPLORER | RING

Farbe

<input type="checkbox"/>  rot	<input type="checkbox"/>  schwarz	<input type="checkbox"/>  gelb
<b>Größe</b> <input type="checkbox"/> für Explorer Schaft <input type="checkbox"/> für Fremdschaft	<b>Gewinde</b> <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll	

## EXPLORER | BIKE MODUL

Farbe

<input type="checkbox"/>  schwarz   R-S	<input type="checkbox"/>  schwarz   R-R	<input type="checkbox"/>  schwarz   G-S
<input type="checkbox"/>  schwarz   G-G	<input type="checkbox"/>  rot   S-S	<input type="checkbox"/>  rot   G-R
<input type="checkbox"/>  rot   G-G	<input type="checkbox"/>  blau   R-R	<input type="checkbox"/>  blau   G-G
<b>Größe</b> <input type="checkbox"/> standard	<b>Gewinde</b> <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll	<b>Spacer</b> ____ (mm)

## EXPLORER | TWIN MODUL

Farbe

<input type="checkbox"/>  schwarz   R-S	<input type="checkbox"/>  schwarz   R-R	<input type="checkbox"/>  schwarz   G-S
<input type="checkbox"/>  schwarz   G-G	<input type="checkbox"/>  rot   S-S	<input type="checkbox"/>  rot   G-R
<input type="checkbox"/>  rot   G-G	<input type="checkbox"/>  blau   R-R	<input type="checkbox"/>  blau   G-G
<b>Größe*</b> <input type="checkbox"/> large <input type="checkbox"/> standard	<b>Gewinde</b> <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll	<b>Spacer</b> ____ (mm)

\* Die Auswahl der Größe sollte in Hinblick auf den Griff- bzw. Stangenumfang erfolgen. Siehe hierzu den [Quick Guide für Module](#)

# Das Explorer System

Bestellformular



## EXPLORER | BALL MODUL

Farbe



Größe\*\*

- klein  
 standard

Gewinde

- metrisch  
 zoll

Spacer

\_\_\_\_ (mm)

## EXPLORER | SWIM MODUL

Farbe



Größe\*\*

- klein  
 standard

Gewinde

- metrisch  
 zoll

Spacer

Dieses Modul gibt es nur ohne Spacer

## EXPLORER | PINCH MODUL

Farbe



Größe

- standard

Gewinde

- metrisch  
 zoll

Spacer\*\*\*

\_\_\_\_ (mm)

## HINWEIS

Die Konfiguration des Schaftes und die Bestimmung der Spacerlänge eines Moduls basieren auf Messdaten. Bitte stellen Sie diese in den benötigten Formaten bereit.

Falls Sie Explorer Module mit einem Fremdschaft verwenden (nicht Explorer Schaft), dann tragen Sie bitte pro Modul die benötigte Spacerlänge ein. Der [Quick Guide Fremdschaft](#) informiert darüber, wie die Spacerlänge ermittelt wird.

Stellen Sie sicher, dass sie für alle Komponenten denselben Gewindetyp bestellen, damit diese untereinander kompatibel sind.

Beachten Sie die Empfehlungen für die Verwendung der beiden Explorer Ring Varianten. Ring Standard ist nicht mit dem Explorer Schaft kompatibel.

\*\* Die Auswahl der Größe sollte in Hinblick auf die Größe der Handfläche erfolgen. Siehe hierzu den [Quick Guide für Module](#). \*\*\* Wir empfehlen keinen Spacer zu verwenden, wenn die Armlänge des betroffenen Armes weniger als 50% des nicht betroffenen Armes entspricht.