

Das Explorer System

Bestellformular



EXPLORER | SCHAFT

Farbe

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/>  weiß gelb | <input type="checkbox"/>  weiß rot | <input type="checkbox"/>  schwarz rot |
| <input type="checkbox"/>  schwarz gelb | Armseite <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links | Gewinde <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll |




EXPLORER | RING

Farbe

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  rot | <input type="checkbox"/>  schwarz | <input type="checkbox"/>  gelb |
| Größe <input type="checkbox"/> für Explorer Schaft <input type="checkbox"/> für Fremdschaft | Gewinde <input type="checkbox"/> metrisch <input type="checkbox"/> zoll | |

EXPLORER | BIKE MODUL

Farbe

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  schwarz R-S | <input type="checkbox"/>  schwarz R-R | <input type="checkbox"/>  schwarz G-S |
| <input type="checkbox"/>  schwarz G-G | <input type="checkbox"/>  rot S-S | <input type="checkbox"/>  rot G-R |
| <input type="checkbox"/>  rot G-G | <input type="checkbox"/>  blau R-R | <input type="checkbox"/>  blau G-G |

Größe

☐ standard

Gewinde

☐ metrisch
☐ zoll

Spacer

___ (mm)

EXPLORER | TWIN MODUL

Farbe

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  schwarz R-S | <input type="checkbox"/>  schwarz R-R | <input type="checkbox"/>  schwarz G-S |
| <input type="checkbox"/>  schwarz G-G | <input type="checkbox"/>  rot S-S | <input type="checkbox"/>  rot G-R |
| <input type="checkbox"/>  rot G-G | <input type="checkbox"/>  blau R-R | <input type="checkbox"/>  blau G-G |

Größe*

☐ standard
☐ large

Gewinde

☐ metrisch
☐ zoll

Spacer

___ (mm)

* Die Auswahl der Größe sollte in Hinblick auf den Griff- bzw. Stangenumfang erfolgen. Siehe hierzu den [Quick Guide für Module](#)

Das Explorer System

Bestellformular



EXPLORER | BALL MODUL

Farbe



Größe**

- ☐ klein
☐ standard

Gewinde

- ☐ metrisch
☐ zoll

Spacer

___ (mm)

EXPLORER | SWIM MODUL

Farbe



Größe**

- ☐ klein
☐ standard

Gewinde

- ☐ metrisch
☐ zoll

Spacer

Dieses Modul
gibt es nur
ohne Spacer

EXPLORER | PINCH MODUL

Farbe



Größe

- ☐ standard

Gewinde

- ☐ metrisch
☐ zoll

Spacer***

___ (mm)

HINWEIS

Die Konfiguration des Schaftes und die Bestimmung der Spacerlänge eines Moduls basieren auf Messdaten. Bitte stellen Sie diese in den benötigten Formaten bereit.

Falls Sie Explorer Module mit einem Fremdschaft verwenden (nicht Explorer Schaft), dann tragen Sie bitte pro Modul die benötigte Spacerlänge ein. Der [Quick Guide Fremdschaft](#) informiert darüber, wie die Spacerlänge ermittelt wird.

Stellen Sie sicher, dass sie für alle Komponenten denselben Gewindetyp bestellen, damit diese untereinander kompatibel sind.

Beachten Sie die Empfehlungen für die Verwendung der beiden Explorer Ring Varianten. Ring Standard ist nicht mit dem Explorer Schaft kompatibel.

** Die Auswahl der Größe sollte in Hinblick auf die Größe der Handfläche erfolgen. Siehe hierzu den [Quick Guide für Module](#). *** Wir empfehlen keinen Spacer zu verwenden, wenn die Armlänge des betroffenen Armes weniger als 50% des nicht betroffenen Armes entspricht.