

Le Système Explorer

Formulaire de Commande



EXPLORER | EMBOÎTURE

Couleur

<input type="checkbox"/>  blanc jaune	<input type="checkbox"/>  blanc rouge	<input type="checkbox"/>  noir rouge
<input type="checkbox"/>  noir jaune	Côté (bras) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	Filetage <input type="checkbox"/> métrique <input type="checkbox"/> pouce

EXPLORER | ANNEAU

Couleur

<input type="checkbox"/>  rouge	<input type="checkbox"/>  noir	<input type="checkbox"/>  jaune
Taille <input type="checkbox"/> pour emboîture Explorer <input type="checkbox"/> pour une autre emboîture	Filetage <input type="checkbox"/> métrique <input type="checkbox"/> pouce	


EXPLORER | MODULE BIKE

Couleur

<input type="checkbox"/>  noir R-N	<input type="checkbox"/>  noir R-R	<input type="checkbox"/>  noir J-N
<input type="checkbox"/>  noir J-J	<input type="checkbox"/>  rouge N-N	<input type="checkbox"/>  rouge J-R
<input type="checkbox"/>  rouge J-J	<input type="checkbox"/>  bleu R-R	<input type="checkbox"/>  bleu J-J
Taille <input type="checkbox"/> standard	Filetage <input type="checkbox"/> métrique <input type="checkbox"/> pouce	Spacer ____ (mm)

EXPLORER | MODULE TWIN

Couleur

<input type="checkbox"/>  noir R-N	<input type="checkbox"/>  noir R-R	<input type="checkbox"/>  noir J-N
<input type="checkbox"/>  noir J-J	<input type="checkbox"/>  rouge N-N	<input type="checkbox"/>  rouge J-R
<input type="checkbox"/>  rouge J-J	<input type="checkbox"/>  bleu R-R	<input type="checkbox"/>  bleu J-J
Taille* <input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> large	Filetage <input type="checkbox"/> métrique <input type="checkbox"/> pouce	Spacer ____ (mm)

* La taille doit être choisie en fonction de la circonférence de la poignée ou de la barre. Voir le [Guide Rapide des Modules](https://macu4.com/fr/download-explorer) (macu4.com/fr/download-explorer).

Le Système Explorer

Formulaire de Commande



EXPLORER | MODULE BALL

Couleur



Taille**

- small
 standard

Filetage

- métrique
 pouce

Spacer

____ (mm)

EXPLORER | MODULE SWIM

Couleur



Taille**

- small
 standard

Filetage


- métrique
 pouce

Spacer

Ce module ne dispose pas de spacer.

EXPLORER | MODULE PINCH

Couleur



Taille

- standard

Filetage

- métrique
 pouce

Spacer***

____ (mm)

REMARQUE

La configuration de l'emboîture et la détermination de la longueur du spacer (compensation de longueur) d'un module sont établies à partir de mesures. Celles-ci doivent être indiquées dans les formats requis.

Si vous utilisez des modules Explorer avec une emboîture autre que l'emboîture Explorer, veuillez indiquer la longueur du spacer requise pour chaque module. Dans le [Guide Rapide pour emboîture externe](#) (macu4.com/fr/information-explorer/) il est indiqué comment déterminer la longueur du spacer.

Assurez-vous de commander tous les composants dans le même type de filetage afin qu'ils soient compatibles les uns avec les autres.

Suivez les conseils d'utilisation pour les deux variantes de l'Anneau Explorer. L'Anneau Standard n'est pas compatible avec l'emboîture Explorer.

** La taille doit être choisie en fonction de la taille de la main. Voir le [Guide Rapide des Modules](#) (macu4.com/fr/download-explorer/). *** Nous recommandons de ne pas utiliser de spacer si la longueur du bras concerné est inférieure à 50 % de celle de l'autre bras.